



MEDITEX®

Medizinische Funktionswäsche



Neue Mobilität gewinnen

mit alternativen Tragemöglichkeiten für VAD-Systeme
und praktischer Kleidung in der Kardiologie

Drei VAD-Rucksäcke von MediTex® – Mobilität und Sicherheit für Patienten

Die innovativen VAD-Rucksäcke „Heartbag“, „Heartcase“ und „Heartcase Trekking“ verstauen die Steuereinheiten und Schlauchsysteme der Geräte optimal. Mit diesen Rucksäcken können Patienten eine uneingeschränkte Mobilität erreichen.

Weitere Besonderheiten machen die Rucksäcke zu einem alltagstauglichen Gegenstand: Extra-Fach für Wertsachen, wasserabweisende Materialien, gepolsterte Trageriemen und Rückenteil, Gurt mit Steckschnallen und verstellbarer Länge.



Der VAD-Rucksack wurde gemeinsam mit der Medizinischen Hochschule Hannover entwickelt.

1 | Heartbag

Bei den „Heartbag“-Modellen wird die komplette Heartmate-/Heartwaretasche im Rucksack verstaut. Dies eignet sich besonders für die Patienten, die ihr System auch nachts in der Tasche haben und so am Morgen schnell, bequem und einfach starten wollen.



Heartbag
erhältlich in den
Farben Schwarz, Beige
und Dunkelblau



Die Rucksäcke sind so konzipiert, dass die Reißverschlüsse von unten geöffnet werden und einen möglichst kurzen Weg für die Driveline bieten. Außerdem ist für diese ein Schutz angebracht. Der Rucksack besteht aus pflegeleichtem, robustem 500er Cordura (Nylon). Somit ist er wasserabweisend und schützt bei jeder Witterung die wertvolle Einheit.



Bei Fragen z.B. zu Funktionsweisen, Qualität oder Bestellmöglichkeiten beraten

2 | Heartcase

Der MediTex® VAD Rucksack „Heartcase“ verstaut die Steuereinheit, das Schlauchsystem, die Akkus und sogar das Zusatzequipment optimal. Die Elemente werden separat gehalten und fixiert.

Der Rucksack besteht aus pflegeleichtem, robustem Cordura® Laminat. Der farbige Bereich, sowie das Innenfutter ist aus einem AIRTEX® Material und in 5 Farben erhältlich. Zudem ist er wasserabweisend und verfügt über ein zusätzlich mitgeführtes „Regencap“. So ist die wertvolle Einheit bei jeder Witterung geschützt.

Für die BIVAD-Anwendung geeignet. (Wichtig: Das implantierte System muss bei der Auswahl beachtet werden).



Heartcase
erhältlich in den Farben
Silber, Grau, Grün, Rot und Blau



3 | Heartcase Trekking

Was ist gegenüber dem Heartcase anders? Wir haben ein zusätzliches großes Fach für persönliche Dinge angebracht. Außerdem haben wir auch den vorderen Bereich mit Cordura® versehen, da es robuster ist als das AIRTEX®. Damit Sie auch genügend zu Trinken bei sich führen können, haben wir den Rucksack links und rechts mit Flaschenhaltern versehen.



Heartcase Trekking
erhältlich in den Farben
Silber, Grau, Grün, Rot
und Blau

VAD Weste

Eine weitere alternative Tragemöglichkeit ist die VAD Weste von MediTex®. Die Steuereinheiten „Heartmate“ oder „Heartware“ werden hier optimal verstaut. Dabei sind Steuereinheit und Akkus separat in Taschen fixiert. Die Kabelleistungen können mit einem zusätzlichen Klett befestigt werden. Die Weste kann so getragen werden, dass das System sowohl außen auf der Weste sichtbar als auch innenliegend diskreter mitgeführt werden kann.

VAD Weste

erhältlich in der Farbe: schwarz
und den Größen: S/M, M/L, L/XL



Da bei der Herstellung der Weste nicht zu 100% auf Polyester verzichtet werden kann, empfehlen wir die Weste nicht direkt auf der Haut zu tragen, um eine elektrostatische Aufladung zu vermeiden.

Bei Fragen z.B. zu Funktionsweisen, Qualität oder Bestellmöglichkeiten beraten

Spezielle Unterstützung für VAD-Patienten

VAD-Kleidung zum Durchführen der Driveline

Patienten mit einem **VAD-System** werden über eine sogenannte Driveline versorgt. Damit diese nicht abknickt und einen möglichst kurzen Weg zur Tasche hat, verfügt die MediTex®-Kleidung über eine seitliche Öffnung mit Druckknöpfen. Die Driveline kann durch diese Öffnung auf passender Höhe nach außen geleitet werden. Die Kleidung ist als Unterhemd, T-Shirt oder Langarmshirt verfügbar.



Details zur Kleidung:

- Hochwertige Materialien sorgen für einen angenehmen Tragekomfort (Material: 94% Baumwolle, 6% Elasthan).
- Alle Materialien sind nach ÖkoTex 100 Standard zertifiziert.
- In Form und Schnitt an die Alltagskleidung angelehnt.
- Es wurde bewusst auf den Anteil von Polyester verzichtet.
- Eine chemisch thermische Reinigung ist bei 60° C möglich.
- Varianten: unisex, Rundhals
- Größen: XS - XXL

Produktbeispiele
VAD T-Shirt
VAD Langarmshirt

VAD Kleidung zum Transportieren des Systems am Körper

Die VAD „Active“ Kleidung verstaut sowohl die Steuereinheit als auch die Akkus. So kann das System mühelos unter der weiteren Kleidung verschwinden. Eine direkte Verbindung zwischen der Steuereinheit und der Driveline wird durch unsere Öffnung im vorderen Bereich ermöglicht. Die Taschen werden zusätzlich mit einem Klett gesichert. Durch die Verwendung von Baumwolle wird eine elektrische Entladung vermieden und das Unterhemd kann so auch z. B. während des Sports getragen werden. Hochwertige Materialien sorgen zusätzlich für einen angenehmen Tragekomfort.



**Für Heartmate und Heartware passend.
Keine Vorauswahl nötig!**

Produktbeispiele
VAD Unterhemd „Active“
VAD T-Shirt „Active“

Bei Fragen z.B. zu Funktionsweisen, Qualität oder Bestellmöglichkeiten beraten

Funktionale Bekleidung von MediTex® – auch für Patienten während kardiologischer Behandlungen

Im kardiologischen Bereich werden sämtliche Herzkrankheiten diagnostiziert und therapiert. Dies kann sowohl präoperativ als auch postoperativ mit diversen Eingriffen verbunden sein.

Im Bereich der **Diagnostik** kommen häufig **Langzeitgeräte** zum Einsatz. Diese werden bisher vom Patienten in Taschen um den Hals getragen. MediTex® integriert diese Taschen in einem Shirt und verteilt so das Gewicht auf den gesamten Körper.



Postoperativ werden die Patienten mit einem **zentralen Venenkatheter (ZVK)** versorgt, sowie auch mit Monitorkabeln und in der mobilen Variante mit einer **Telemetrieüberwachung** ausgestattet. Mithilfe von durchdachter Kleidung von MediTex® können nun sowohl Verabreichungen am ZVK, als auch der Monitoranschluss problemlos erfolgen. Durch den schnellen Zugriff auf die tragbaren Aufzeichnungsgeräte können Werte jederzeit leicht und diskret abgelesen werden.



Kardiologie-Shirt

Das Kardiologie-Shirt verfügt über **beidseitige Öffnungen im Brustbereich** zur Versorgung von Kathetern und für das Anbringen von Überwachungsgeräten. **Eine integrierte Eingriffstasche am Bauch** ermöglicht das Halten der Telemetrie. Hinter der Tasche befindet sich ein Schlitz zum Durchführen der Kabelableitungen für die Telemetrie.

Das sagen Experten zu den Entwicklungen von MediTex®



Prof. Dr. med. Jan Schmitto

Herzchirurg, Oberarzt Bereich Herzunterstützungssysteme und aktive kardiale Implantations-Technologien an der Medizinischen Hochschule Hannover

Durch eine schwere Herzinsuffizienz sind Betroffene dringend auf eine Organspende angewiesen. Da oft ein Mangel an einem passenden Organ herrscht, implantieren wir an der Medizinischen Hochschule Hannover, einem vergleichsweise großem Zentrum, viele Herzunterstützungssysteme (Ventricular Assist Devices, VAD). Diese sofortverfügbaren Varianten dienen als Überbrückung bis zur eigentlichen Organtransplantation.

Durch meine langjährige Erfahrung mit VAD-Patienten, kenne ich deren alltäglichen Einschränkungen durch das mitzuführende Herzunterstützungssystem.

Um so beachtlicher ist es, dass gerade im Bereich „Mobilität“ durch die MediTex®-Entwicklungen eine enorme Steigerung der Lebensqualität erreicht wird. Ich bin von den innovativen Produkten überzeugt und es freut mich, dass die Firma MediTex® auch weiterhin an Weiterentwicklungen gemeinsam mit den Patienten und VAD-Experten arbeiten wird, um die Lebensqualität unserer Patienten auch in Zukunft weiterhin zu steigern.

MediTex® macht sich auch für kleine Patienten stark.

Die medizinische Versorgung von Kindern ist immer eine besondere Herausforderung. Die Kleidung von MediTex® ermöglicht, die kleinen Patienten so schonend wie möglich zu behandeln und die Angst vor unangenehmen Prozeduren zu minimieren.

Die Öffnungen sind auch hier, je nach Therapie, passgenau und auf die entsprechenden Körpergrößen ausgerichtet.



MediTex® wird kofinanziert von der Europäischen Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung:



MediTex®

Medizinische Funktionswäsche GmbH
An den Griebensöllen 6 · 18069 Rostock
mobil +49 162 2907453
fon +49 381 44448159
fax +49 381 44453460
mail info@medi-tex.de

www.medi-tex.de

Testen und sparen

10€

Einfach »HERZ«
bei der ersten Bestellung
eingeben!

shop.medi-tex.de

Bei größeren Bestellmengen schalten wir gerne den Großkundenbereich mit gesonderten Konditionen frei.