




MEDITEX®

Medizinische Funktionswäsche

Produktübersicht



MEDITEX® zieht Patienten einfach an.

Passgenaue Funktionskleidung – ein Gewinn für Patient und Personal

Die Behandlung von Patienten z.B. bei der Dialyse, in der Onkologie oder auch von Frühchen unterliegt hohen hygienischen Standards.

MediTex® hat speziell für diese Patientengruppen funktionelle Kleidung mit entsprechenden wiederverschließbaren Öffnungen entwickelt.

War bisher die Durchführung der Behandlung für das Personal oft umständlich und für den Patienten mit Unannehmlichkeiten verbunden, ist nun ein rasches hygienisches Anbringen und Kontrollieren verschiedener medizinischer Zugänge möglich.

Der Patient muss nicht entkleidet werden, bleibt während der Behandlung warm und in seiner Intimität bewahrt.

Speziell eingearbeitete Taschen und Schlaufen ermöglichen auch ein hygienisches Verstauen von medizinischem Zubehör z.B. Sonden und Katheter.

Die Verschlussmechanismen an der Kleidung, wie Knöpfe, Schlaufen, Magnete oder Reißverschlüsse, sind in ihrer Funktionalität an die verschiedenen Behandlungsvorgänge angepasst.



MediTex® zieht Patienten einfach an.



MediTex® verfügt über eine umfassende Kollektion zu verschiedenen Schwerpunktindikationen. In Zusammenarbeit mit Kliniken und Branchenvertretern ist MediTex® stets bemüht, an Innovationen und Weiterentwicklungen zu feilen, sodass die bestehende Kollektion um spezialisierte Kleidungsstücke ergänzt wird. Die Meinung aus der Praxis ist MediTex® ein besonderes Anliegen, da nur durch den direkten Austausch der Bedarf des Personals und die Bedürfnisse der Patienten erkannt und in den Fokus der Produktentwicklung gestellt werden können.

Mit der MediTex® Kleidung können medizinische Einrichtungen einen Standardisierungsprozess einführen und dabei Risiken, Kosten und Behandlungsdauer minimieren.

Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Seite wie dieser Prozess bei Ihnen individuell aussehen kann!

Schwerpunktmäßige Entwicklung von Bekleidung für folgende Indikationen:

- Onkologie
- Kardiologie
- Ernährungstherapie
- Dialyse
- Pädiatrie / Neonatologie
- Pflege



Funktionswäsche für onkologische Behandlungen



Zur Behandlung mit einer Chemotherapie wird häufig ein Portkatheter eingesetzt, wenn ein häufiger und sicherer venöser Zugang benötigt wird. Das ist vor allem in der Therapie von onkologischen Erkrankungen der Fall, da die Verabreichung von Zytostatika (Medikation während der Chemotherapie) die peripheren Blutgefäße zu sehr angreift und die Gefahr mit sich bringt auch in umliegendes Gewebe zu gelangen. Über eine Spezialnadel können die Zytostatika verabreicht werden, wobei vermieden wird, dass jedes Mal neue Venenzugänge gelegt werden müssen.

Die Freilegung des Portes zur Durchführung der Chemotherapie ist meist umständlich und für den Patienten unangenehm.

Die Kleidung von MediTex® ermöglicht mit einer wiederverschließbaren Öffnung im Brustbereich, dass der Patient in seiner Intimsphäre bewahrt bleibt. Ein komplettes Entblößen wird dadurch vermieden und der Patient bleibt zudem während der Behandlung warm.

Für das Pflegepersonal bedeutet diese Funktionswäsche ein hygienisch optimiertes und zeiteffizienteres Arbeiten, da der Zugang zum Port sicher und schnell zu erreichen ist. Gleichzeitig wird durch den einfachen Zugang auch das Risiko von ungewollten Manipulationen am Port minimiert.

Ein Schlauchhalter im Schulterbereich ermöglicht zusätzliche Sicherheit. Der Infusionsschlauch kann unkompliziert während der Behandlung am Schlauchhalter fixiert werden. Die Halterung ist magnetisch im MediTex®-Shirt eingefasst.



Produktbeispiel:

- T-Shirt mit Brustöffnung, Damen (Artikel-Nr.: 02.1.01.321)
Herren (Artikel-Nr.: 02.2.01.331)
- kurze Hose (Artikel-Nr.: 06.4.11.651)

Unterhemd mit Brustöffnung

Im Brustbereich werden Patienten bei vielen Indikationen Katheter oder Shunts gelegt, welche einen medizinischen Zugang gewähren. Hierzu gehören bspw. der zentrale Venenkatheter (ZVK), der Portkatheter oder auch der Subclavia Collier-Shunt.

Zur Überwachung von lebenswichtigen Funktionen werden zudem auch Kabelleitungen im Brustbereich angebracht. Die Öffnung beim Unterhemd bietet im Brustbereich einen raschen Zugriff auf die Zugänge. Die Öffnung kann fixiert werden, so dass während der Behandlung kein Stoff verrutscht.

In Kombination mit z.B. dem Multifunktions-Shirt sind die Patienten auch in den kälteren Monaten bestens gekleidet.

Details zum Unterhemd:

- Hochwertige Materialien sorgen für einen angenehmen Tragekomfort (Material: 94% Baumwolle, 6% Elasthan).
- Alle Materialien sind nach ÖkoTex 100 Standard zertifiziert.
- In Form und Schnitt an die Alltagskleidung angelehnt.
- Es wurde bewusst auf den Anteil von Polyester verzichtet.
- Eine chemisch thermische Reinigung ist bei 60° C möglich.
- Varianten: Damen (V-Ausschnitt); Herren (Rundhals)
- Größen: XS – XXL

Produktbeispiel:

- Unterhemd mit Brustöffnung, Damen (Artikel-Nr.: 01.1.01.311)
Herren (Artikel-Nr.: 01.2.01.311)
- kurze Hose (Artikel-Nr.: 06.4.11.651)



T-Shirt / Langarmshirt mit Brustöffnung

Die MediTex® Oberbekleidung mit Öffnungen im Brustbereich eignet sich besonders für Patienten mit einem Port-Katheter, zentralvenösem Katheter, Subclavia-Collier-Shunt und Monitoring Systemen. Durch das Langarmshirt kühlt der Patient während der Behandlung nicht aus.

Details zum T-Shirt/Langarmshirt:


- Hochwertige Materialien sorgen für einen angenehmen Tragekomfort (Material: 94% Baumwolle, 6% Elasthan).
- Alle Materialien sind nach ÖkoTex 100 Standard zertifiziert.
- In Form und Schnitt an die Alltagskleidung angelehnt.
- Es wurde bewusst auf den Anteil von Polyester verzichtet.
- Eine chemisch thermische Reinigung ist bei 60° C möglich.
- Varianten: Damen (V-Ausschnitt); Herren (Rundhals)
- Größen: XS – XXL

Produktbeispiele:

- T-Shirt mit Brustöffnung,
Damen (Artikel-Nr.: 02.1.01.321)
Herren (Artikel-Nr.: 02.2.01.331)
- kurze Hose (Artikel-Nr.: 06.4.11.651)
- Langarmshirt mit Brustöffnung,
Damen (Artikel-Nr.: 03.1.01.331)
Herren (Artikel-Nr.: 03.2.01.331)
- lange Hose (Artikel-Nr.: 07.4.11.651)



Multifunktions-Shirt



Besonders für den Einsatz in Kliniken mit diversen Schwerpunkten eignen sich die multifunktionalen Wäschestücke mit mehreren verschiedenen Öffnungen. Die Bereiche Akutversorgung/Intensivmedizin, Onkologie, postoperative Stationen und komplexe Sektionsbereiche werden mit dem multifunktionalen Sortiment von MediTex® adressiert.

Der von MediTex® entwickelte Schlauchhalter wird mit Magneten an eigens ausgestatteten Wäschestücken fixiert. Während der Behandlung können die Schläuche eingesteckt und die Gefahr des Verrutschens zusätzlich minimiert werden.

Die Öffnung im Armbereich kann mithilfe von zwei Bändern und einem Druckknopfverschluss fixiert werden. Nach der Behandlung wird diese Fixierung einfach gelöst und der Armbereich zugeknöpft.



Details zum Multifunktions-Shirt:

- Hochwertige Materialien sorgen für einen angenehmen Tragekomfort (Material: 94% Baumwolle, 6% Elasthan).
- Alle Materialien sind nach ÖkoTex 100 Standard zertifiziert.
- In Form und Schnitt an die Alltagskleidung angelehnt.
- Es wurde bewusst auf den Anteil von Polyester verzichtet.
- Eine chemisch thermische Reinigung ist bei 60° C möglich.
- Varianten: Damen (V-Ausschnitt); Herren (Rundhals)
- Größen: XS – XXL

Produktbeispiele:


- Multifunktions-Shirt mit Oberbauchöffnung (Artikel-Nr.: 03.2.08.411)
- lange Hose mit Oberschenkelöffnung (Artikel-Nr.: 07.4.06.321)
- Schlauchhalter Infusion (Artikel-Nr.: 00.0.00.000.02)

MediTex® macht sich auch für kleine Patienten stark.



Die medizinische Versorgung von Kindern ist immer eine besondere Herausforderung. Die Kleidung von MediTex® ermöglicht, die kleinen Patienten so schonend wie möglich zu behandeln und die Angst vor unangenehmen Prozeduren zu minimieren.

Die Öffnungen sind auch hier, je nach Therapie, passgenau und auf die entsprechenden Körpergrößen ausgerichtet.



Um mit den Kindern unbeschwerter ins Gespräch zu kommen und ihr Vertrauen zu gewinnen hat MediTex® z.B. die Öffnung der Kleidung für Kinder mit einer PEG-Sonde hinter einer Applikation von MediMäx versteckt. Das niedliche Nilpferd öffnet, immer wenn es hungrig ist, weit sein Maul und legt die Zugänge frei. Danach schnappt die Klappe mit den Magnetverschlüssen wieder zu. Das mögen die Kinder besonders.



Für Fröhchen gibt es entsprechende Wäsche ab Größe 36.

Nachthemden

Die Öffnungsvarianten, die MediTex® in die diversen Shirts integriert hat, gibt es auch für Nachthemden. Passgenaue Öffnungen im Arm-/ Brust- oder Bauchbereich ermöglichen eine würdevolle und funktionale Behandlung. Die Nachthemden sind als Kurzarm- oder Langarm-Variante erhältlich. Die Nachthemden gibt es im Rückenbereich komplett offen, teiloffen oder geschlossen.



Produktbeispiele:

- Nachthemd mit Brustöffnung,
Langarm (Artikel-Nr.: 05.4.01.311)
Kurzarm (Artikel-Nr.: 04.4.01.321)
- Nachthemd mit Bauchöffnung,
Langarm (Artikel-Nr.: 05.4.09.511)
Kurzarm (Artikel-Nr.: 04.4.09.511)

Details zum Nachthemd

- Hochwertige Materialien sorgen für einen angenehmen Tragekomfort (Material: 94% Baumwolle, 6% Elasthan).
- Alle Materialien sind nach ÖkoTex 100 Standard zertifiziert.
- In Form und Schnitt an die Alltagskleidung angelehnt.
- Es wurde bewusst auf den Anteil von Polyester verzichtet.
- Eine chemisch thermische Reinigung ist bei 60° C möglich.
- Größen: XS – XXL

Multifunktions-Nachthemd

Die Öffnungsvarianten können auch im Nachthemd miteinander kombiniert werden, sodass MediTex® ebenso Multifunktions-Nachthemden in der Kollektion aufweist. Das Nachthemd mit den Brust- und Bauchöffnungen eignet sich besonders für Patienten mit Port-Katheter, Monitoring, zentralvenösem Katheter und Subclavia-Collier-Shunt. Speziell für Kliniken, welche diverse Patienten mit unterschiedlichen Indikationen versorgen eignen sich die multifunktionalen Nachthemden.

Details zum Nachthemd

- Hochwertige Materialien sorgen für einen angenehmen Tragekomfort (Material: 94% Baumwolle, 6% Elasthan).
- Alle Materialien sind nach ÖkoTex 100 Standard zertifiziert.
- In Form und Schnitt an die Alltagskleidung angelehnt.
- Es wurde bewusst auf den Anteil von Polyester verzichtet.
- Eine chemisch thermische Reinigung ist bei 60° C möglich.
- Größen: XS – XXL

Produktbeispiele:

- Multifunktional-Nachthemd
Langarm (Artikel-Nr.: 05.4.08.411)
Kurzarm (Artikel-Nr.: 04.4.01.411.05)



Auf einen Blick – die starken Produktlinien von MediTex®



Produktion	Deutschland	Ausland	Ausland
Preis	ab 57,94 € (netto)	ab 16,08 € (netto)	ab 28,69 € (netto)
Lieferzeit	max. 14 Tage	bis zu 10 Wochen	sofort
Farbwahl	petrol oder weiß	frei wählbar (individuelle Produktion)	türkis
Bestellmenge	ab 1 Stück	ab 300 Stück	1-300 Stück
Verschlüsse (Knopf, Druckknopf, Reißverschluss, Magnet)	wählbar	wählbar (Druckknöpfe empfohlen)	Druckknöpfe
Umfang Sortiment	gesamtes Sortiment	gesamtes Sortiment	ausgewähltes Sortiment
Größen	XS-XXL, genderspezifisch	XS-XXL, unisex	XS-XXL, unisex
Sortiment Kinder	ja	ja	nein
Möglichkeit Branding	nein	ja	nein



- höchste Qualität
- großes Sortiment
- geringe Bestellmenge möglich

- großes Sortiment
- individuelle Produktion
- eigene Farbwahl und Branding möglich
- ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis

- schnelle Lieferung
- gutes Preis-/Leistungsverhältnis

Größentabelle

DAMEN

Maßstabelle	XS	S	M	L	XL	XXL
Rückenlänge	57,5 cm	59,5 cm	62,0 cm	64,7 cm	67,1 cm	69,6 cm
Oberweite	38,0 cm	42,0 cm	46,0 cm	50,0 cm	55,0 cm	60,0 cm
Saumweite	40,0 cm	44,0 cm	48,4 cm	52,3 cm	57,9 cm	62,9 cm
Schulterbreite	10,8 cm	11,3 cm	11,6 cm	12,3 cm	13,4 cm	13,9 cm
Ärmellänge Langarm	58,5 cm	59,5 cm	60,5 cm	61,5 cm	62,5 cm	63,5 cm

HERREN

Maßstabelle	XS	S	M	L	XL	XXL
Rückenlänge	65,3 cm	66,3 cm	67,3 cm	68,3 cm	69,3 cm	70,3 cm
Oberweite	44,2 cm	47,2 cm	50,2 cm	53,3 cm	56,3 cm	59,3 cm
Saumweite	44,5 cm	47,5 cm	50,4 cm	53,7 cm	56,7 cm	59,7 cm
Schulterbreite	10,7 cm	11,0 cm	11,2 cm	11,5 cm	12,0 cm	12,4 cm
Ärmellänge Langarm	61,4 cm	62,4 cm	63,4 cm	64,4 cm	65,5 cm	66,4 cm

Die speziell entwickelte Patienten-Bekleidung von **MediTex®** ermöglicht durch
passgenaue wiederverschließbare Öffnungsvarianten einen schonenden und
zeitsparenden Zugriff durch das Personal während der Behandlung.
Hygienische Richtlinien können leichter eingehalten und Risiken somit minimiert werden.
Die Patienten empfinden die Wahrung der Intimität als angenehm und
ihr Wohlbefinden wird maßgeblich gesteigert.

MEDITEX®

Medizinische Funktionswäsche

MediTex®	mobil	+49 162 2907453
Medizinische Funktionswäsche GmbH	fon	+49 381 44448159
Schillingallee 68	fax	+49 381 44453460
18057 Rostock	mail	info@medi-tex.de

www.medi-tex.de

MediTex® wird gefördert durch das Land Mecklenburg-Vorpommern
aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung.



EUROPÄISCHE UNION
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung

**Mecklenburg
Vorpommern** 
MV tut gut.