



## VAD-Kleidung

Patienten mit einem VAD-System werden über eine sogenannte Driveline versorgt. Damit diese nicht abknickt und einen möglichst kurzen Weg zum Rucksack hat, verfügt die MediTex®-Kleidung über einen Schlitz mit Druckknöpfen, durch den die Driveline auf passender Höhe nach außen geleitet werden kann.

### Details zur Kleidung:

- Hochwertige Materialien sorgen für einen angenehmen Tragekomfort (Material: 94% Baumwolle, 6% Elasthan).
- Alle Materialien sind nach ÖkoTex 100 Standard zertifiziert.
- In Form und Schnitt an die Alltagskleidung angelehnt.
- Es wurde bewusst auf den Anteil von Polyester verzichtet.
- Eine chemisch thermische Reinigung ist bei 60° C möglich.
- Varianten: unisex, Rundhals
- Größen: XS - XXL



### Produktbeispiele:

- VAD Unterhemd (Artikel-Nr.: 01.2.17.331)
- VAD T-Shirt (Artikel-Nr.: 02.2.17.331)
- VAD Langarmshirt (Artikel-Nr.: 03.2.17.331)



## VAD Unterhemd „Active“

Das VAD Unterhemd „Active“ verstaut Steuereinheit und Akkus. So kann das System mühelos unter der weiteren Kleidung verschwinden. Eine direkte Verbindung zwischen Steuereinheit und Drive-line wird durch unsere Öffnung im vorderen Bereich ermöglicht.

Die Taschen werden zusätzlich mit einem Klett gesichert. Durch die Verwendung von Baumwolle wird eine elektrische Entladung vermieden und das Unterhemd kann so auch während des Sports getragen werden. Hochwertige Materialien sorgen zusätzlich für einen angenehmen Tragekomfort.

### Details zur Kleidung:

- Material: 94% Baumwolle, 6% Elasthan
- Alle Materialien sind nach ÖkoTex 100 Standard zertifiziert.
- In Form und Schnitt an die Alltagskleidung angelehnt.
- Es wurde bewusst auf den Anteil von Polyester verzichtet.
- Eine chemisch thermische Reinigung ist bei 60° C möglich.
- Varianten: Unisex (Rundhals)
- Farbe: weiß
- Größen: XS-XXL

Die Driveline wird auf entsprechender Höhe nach außen geleitet und die Steuereinheit in der Bauchtasche verstaut



**Für Heartmate und Heartware passend.  
Keine Vorauswahl nötig!**



Die Akkus werden zur optimalen Gewichtverteilung links und rechts in Taschen verstaut.



### Produktbeispiel:

- VAD Unterhemd „Active“ (Artikel-Nr.: 01.4.17.571)



## VAD Rucksack „Heartbag“

Der von MediTex® entwickelte VAD-Rucksack „Heartbag“ verstaut die VAD Systeme mit Herstellertasche (Heartmate/Heartware) optimal.

Dies eignet sich besonders für Patienten, die ihr System auch nachts in der Tasche haben und am Morgen schnell und einfach starten wollen. So benötigen sie nur wenige Handgriffe und ihr System ist verstaut.

Hier ist es nicht angebracht, die Systeme ohne Tasche zu verstauen, da die Größe des Fachs extra auf die Tasche der Systemhersteller angepasst ist.



Ein Gurt mit Steckschnallen und verstellbarer Länge ermöglicht ein leichtes Auf- und Absetzen. Mit dem Extra-Fach für Wertsachen wird der Rucksack zu einem alltagstauglichen Gegenstand.



Die Rucksäcke sind so konzipiert, dass die Reißverschlüsse von unten geöffnet werden und einen möglichst kurzen Weg für die Driveline bieten. Außerdem ist für diese ein Schutz aus Neopren angebracht. Der Rucksack besteht aus pflegeleichtem, robustem 500er Cordura (Nylon). Somit ist er wasserabweisend und schützt bei jeder Witterung die wertvolle Einheit.



### Heartbag

Farbauswahl (Dunkelblau, Beige, Schwarz)  
Die gepolsterten Trageriemen, ein zusätzlicher Brustgurt und das ebenfalls gepolsterte Rückenteil erleichtern das Tragen.  
(Artikelnummer: 100.4.11.321)





## VAD Rucksack „Heartcase“



Der MediTex® VAD Rucksack „Heartcase“ verstaut die Steuereinheit, das Schlauchsystem, die Akkus und sogar das Zusatzequipment optimal. Die Elemente werden separat gehalten und fixiert.

Der Rucksack besteht aus pflegeleichtem, robustem Cordura® Laminat. Der farbige Bereich, sowie das Innenfutter ist aus einem AIRTEX® Material und in 5 Farben erhältlich. Zudem ist er wasserabweisend und verfügt über ein zusätzlich mitgeführtes „Regencap“. So ist die wertvolle Einheit bei jeder Witterung geschützt.

Das Sichtfenster bietet jederzeit eine Kontrollmöglichkeit der Steuereinheit



### Spezialist mit vielen Extras:

- innenliegendes Extra-Fach für Wertsachen (bitte kein Handy)
- Sichtfenster für die Steuereinheit
- Folientasche für Notfallkarte
- Zusätzlich gepolsterte Trageriemen
- zusätzlich gepolstertes Rückenteil
- verstärktes Rückenteil
- Gurte mit Steckschnallen, in verstellbaren Längen
- Drivelineschutz
- Brustgurt

integrierter Regenschutz für den Rucksack



Die Drive-line ist am Ausgang extra gepolstert, um ein Abknicken und Beschädigungen zu vermeiden.



Rucksack erhältlich in den Farben:  
Silber (ohne Abb.),  
Grau, Grün, Rot und Blau

**Wichtig:  
Bitte das implantierte  
System auswählen!**

**VAD Rucksack „Heartcase“ Heartmate**

Artikelnummer: 101.4.17.321

**VAD Rucksack „Heartcase“ Heartware**

Artikelnummer: 102.4.17.321





## VAD Rucksack „Heartcase Trekking“

Der MediTex® VAD Rucksack „Heartcase Trekking“ verstaut die Steuereinheit und das Schlauchsystem optimal. Die Steuereinheit, Akkus und das Zusatzequipment werden separat gehalten und fixiert.

Der Rucksack besteht aus pflegeleichtem, robustem Cordura® Laminat. Der farbige Bereich, sowie das Innenfutter ist aus einem AIRTEX® Material und in 5 Farben erhältlich. Zudem ist er wasserabweisend und verfügt über ein zusätzlich mitgeführtes Regencap. So ist die wertvolle Einheit bei jeder Witterung geschützt.

Was ist gegenüber dem Heartcase anders? Wir haben ein zusätzliches großes Fach für persönliche Dinge angebracht. Außerdem haben wir den vorderen Bereich mit Cordura® versehen, da es robuster ist als das AIRTEX®. Damit Sie auch genügend zu Trinken bei sich führen können, haben wir den Rucksack links und rechts mit Flaschenhaltern versehen.



### VAD Rucksack „Heartcase Trekking“ Heartmate

Artikelnummer: 103.4.17.331

### VAD Rucksack „Heartcase Trekking“ Heartware

Artikelnummer: 104.4.17.331)



ergonomische Tragegurte  
gepolsterter Rücken  
Trinkflaschenhalter auf  
beiden Seiten

Erhältlich in 5 Farben:  
Blau, Silber, Grün, Rot, Grau



Robustes „Cordura“ an der am meisten strapazierten Hauptabstellfläche

### weitere Extras:

- innenliegendes Extra-Fach für Wertsachen (kein Handy)
- Sichtfenster für die Steuereinheit
- Folientasche für Notfallkarte
- zusätzlich gepolsterte Trageriemen
- zusätzlich gepolstertes Rückenteil
- verstärktes Rückenteil
- ergonomische Tragegurte mit Steck-schnallen und in verstellbaren Längen
- verstellbarer Brustgurt
- Drivelineschutz
- für die BIVAD Anwendung geeignet
- Flaschenhalter auf beiden Seiten
- großes Zusatzfach für persönliche Dinge